

特材代碼： CGS01BH711A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

自 114 年 3 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98040070	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

特材代碼： CGS01BH711A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

以下為 114 年 2 月 28 日以前收載之歷史資料：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860400701	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500701	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869500701	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600701	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600701	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700701	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401101	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501101	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501101	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601101	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601101	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701101	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401501	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501501	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501501	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601501	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601501	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701501	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401103	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501104	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501104	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601104	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869601104	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701104	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801104	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901104	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861001104	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861101104	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201104	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861301104	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401104	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601104	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801104	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862001104	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860401503	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501504	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501504	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601504	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869601504	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701504	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801504	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901504	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861001504	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861101504	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201504	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861301504	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401504	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601504	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801504	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862001504	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860400707	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860500707	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869500707	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860600707	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869600707	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860700707	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401107	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501107	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501107	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601107	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601107	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701107	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860401507	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501507	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501507	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601507	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601507	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701507	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401109	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860501110	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501110	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601110	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601110	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860701110	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801110	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901110	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001110	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101110	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201110	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301110	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401110	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601110	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861801110	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001110	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401509	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860501510	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501510	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601510	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601510	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860701510	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801510	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901510	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001510	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101510	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201510	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301510	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401510	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601510	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861801510	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001510	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401513	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501513	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869501513	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601513	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601513	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701113	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400751	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500751	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500751	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600751	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600751	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700751	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401151	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501151	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501151	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601151	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601151	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701151	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401551	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501551	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501551	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601551	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869601551	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701551	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401153	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860501154	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869501154	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601154	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601154	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860701154	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801154	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901154	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001154	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861101154	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201154	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301154	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401154	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601154	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801154	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001154	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860401553	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860501554	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869501554	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601554	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601554	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860701554	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801554	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901554	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001554	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861101554	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201554	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301554	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401554	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601554	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801554	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001554	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860400757	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860500757	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869500757	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860600757	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869600757	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860700757	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860401157	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501157	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501157	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601157	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601157	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701157	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401557	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501557	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501557	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601557	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601557	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701557	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401159	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501160	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501160	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601160	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601160	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701160	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801160	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901160	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861001160	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101160	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201160	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301160	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861401160	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601160	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861801160	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
862001160	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860401559	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501560	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501560	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601560	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601560	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701560	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801560	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901560	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861001560	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101560	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201560	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301560	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861401560	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601560	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861801560	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862001560	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860400767	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500767	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500767	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600767	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600767	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700767	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401167	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501167	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501167	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601167	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601167	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701167	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401567	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501567	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501567	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601567	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869601567	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701567	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400769	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860500769	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869500769	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860600769	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869600769	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860700769	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860401169	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860501169	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869501169	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860601169	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869601169	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860701169	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860401569	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860501569	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869501569	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860601569	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869601569	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860701569	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—