

特材代碼：CGUS1LUBZZ1Y

中文品名：“富江醫學” 一次性使用內視鏡取石籃

英文品名：“UShare Medical” Disposable Extraction Basket for Endoscope (Sterile)

許可證字號：衛部醫器陸輸壹字第 005085 號

產品型號規格表：

序號	規格型號	網籃開幅 D1(mm)	網籃有效 長度 L1 (mm)	工作長度 L2±3% (mm)	外鞘管直徑 D2≤標稱值 (mm)	手柄 操作 方式	適用範圍	推薦適配內視鏡
1	LEB-1×2-57-4.5	10	20	570	1.5(4.5Fr)	直式 手柄 操作	尿道、膀胱、 輸尿管、腎 盂、腎盞結石 或異物	適用鉗道≥2.0mm 的經皮腎鏡、膀 胱鏡等
2	LEB-2×3-57-4.5	20	30	570	1.5(4.5Fr)			
3	LEB-1×2-70-4.5	10	20	700	1.5(4.5Fr)			
4	LEB-2×3-70-4.5	20	30	700	1.5(4.5Fr)			
5	LEB-2×3-120-4.5	20	30	1200	1.5(4.5Fr)	適用鉗道≥2.0mm 的輸尿管鏡、腎 盂鏡等。		
注明：								

1. 規格型號中 1×2、2×3 表示網籃開幅乘以網籃有效長度；
2. 規格型號中 57、70、120 分別表示工作長度 570mm、700mm、1200mm；
3. 規格型號中 4.5 表示外鞘管直徑，單位是 Fr；分別代表外鞘管直徑為 1.5mm；
4. Fr 是外鞘管直徑的單位，為英文 French 的簡寫，3Fr=1mm，即 1Fr≈0.33mm；
5. 外鞘管直徑為網籃插入部分最大寬度；
6. 網籃開幅 D1 和網籃有效長度 L1 的允差為：-20%，上限不計。

序號	規格型號	插入部分最大寬度 D2±0.05 (mm)	工作長度 L2±3% (mm)	網籃開幅 D1(mm)	網籃有效長度 L1 (mm)	適用範圍	推薦適配內視鏡
1	UBS-1.9-70-1×2	0.63(1.9Fr)	700	10	20	尿道、膀胱、 輸尿管、腎 盂、腎盞結石 或異物	適用鉗道≥1.2mm 的經皮腎鏡、膀 胱鏡等
2	UBS-2.2-70-1×2	0.73(2.2Fr)	700	10	20		
3	UBS-2.2-70-1.5×2.5	0.73(2.2Fr)	700	15	25		
4	UBS-1.9-120-1×2	0.63(1.9Fr)	1200	10	20		適用鉗道≥1.2mm 的輸尿管鏡、腎 盂鏡等。
5	UBS-2.2-120-1×2	0.73(2.2Fr)	1200	10	20		
6	UBS-2.2-120-1.5× 2.5	0.73(2.2Fr)	1200	15	25		